

Nerokasta käytännöllisyyttä

- **Automaatio** säästää aikaa ja takaa tulosten johdonmukaisen tulkinnan
- **Kompakti koko** - vie vain vähän tilaa
- **Yksinkertainen käyttöliittymä** on looginen ja selkeä
- **Jäljitettävät tiedot** takaavat luotettavan ja kattavan dokumentaation
- **Muokattavissa** vastaamaan juuri sinun ammatillisia tarpeitasi

Actim 1ngeni -järjestelmän ytimessä

Actim 1ngeni -laite on Actim 1ngeni -järjestelmän ydin. Se analysoi, näyttää ja tallentaa Actim PROM- ja Partus 1ngeni -testien tulokset automaattisesti.

- Actim PROM 1ngeni tarjoaa luotettavan ja kaikille potilaille soveltuvan testaustavan sikiökalvojen ennenaikaisen puhkeamisen havaitsemiseen.
- Actim Partus 1ngeni on nopea tapa arvioida ennenaikaisen synnytyksen riskiä.

Edut

- Hoitotilanteessa voidaan keskittyä tutkittavaan potilaaseen testausprosessin sijaan.
- Selkeät, kattavat ja helposti jäljitettävät tulokset parantavat potilasturvallisuutta.
- Testien tulokset tulkitaan digitaalisesti – se säästää aikaa eikä tulosten manuaalista tulkintaa tarvita.



Tilaustiedot

Actim 1ngeni -laite, viitenro 19100AC

Testipakkaukset tilataan erikseen

Actim PROM 1ngeni 10 testin pakkaus, viitenro 30831RETAC

Actim Partus 1ngeni 10 testin pakkaus, viitenro 31931RETAC

Lisävarusteet

tulostin USB-liitännällä, viivakoodinlukija, ulkoinen akku

Medix Biochemica

Puh. 09 547 68 200
tilaukset@medixbiochemica.com

© 05/2015 Medix Biochemica.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Actim on Medix Biochemican
rekisteröity tavaramerkki.

Actim 1ngeni -järjestelmä

DIGITAALISTA TARKKUUTTA RASKAUDEN SEURANTAAN

Actim 1ngeni -järjestelmä vie testauksen uudelle tasolle. Se tekee testauksesta helppoa, nopeaa ja automaattista. Raskauden seuranta on siten erittäin luotettavaa ja selkeää.

Hyvin tarkka ja helppokäyttöinen Actim 1ngeni tekee testaamisesta ja dokumentoinnista vaivatonta ja luotettavaa - niin laboratoriossa kuin hoitotilanteessa.

Actim 1ngeni on... yksinkertaisesti nerokas!



Automatisoitu ja jäljitettävissä

Testitulokset käsitellään automaattisesti ja ne valmistuvat viidessä minuutissa. Käyttämällä Actim 1ngeniä käyttäjän ei tarvitse valvoa testin tekemistä, tulosten kirjaamista tai tulkintaa, joten lääkärit ja kättilöt voivat keskittyä potilaan hoitoon. Laite tarkistaa automaattisesti, että suoritettu testi on voimassa. Lisäksi kaikki data on jäljitettävissä luotettavuuden varmistamiseksi.

Johdonmukaiset ja luotettavat tulokset

Laite tulkitsee tulokset automaattisesti, joten eri käyttäjien tulokset ovat varmuudella vertailukelpoisia.

Useat laadunvalvontavaihtoehdot mahdollistavat järjestelmän täyden hallinnan. Testien ja laitteen toiminta voidaan tarkistaa nestekontrolleilla, itsetestauksella ja laitetarkistuksilla. Yhdessä nämä ominaisuudet takaavat tulosten tasalaatuisuuden ja luotettavuuden.


Mukautuu käyttäjän tarpeisiin

Laitteen toiminnot ja laadunvalvontamenettely voidaan mukauttaa terveydenhuoltoyksikkösi vaatimuksiin. Laite voi esimerkiksi muistuttaa käyttäjäänsä säännöllisesti laadunvalvonnan suorittamisesta. Lopputuloksena on luotettava ja vaivaton työprosessi.



TALLENNA DIGITAALISET PROM- JA PARTUS-TESTIEN TULOKSET VIIDESSÄ MINUUTISSA

Kuusi helppoa vaihetta:



Tulokset näytetään selkeästi:

- PROM positiivinen > Sikiökalvot puhjenneet
- PROM negatiivinen > Sikiökalvot eivät ole puhjenneet
- Partus positiivinen > Kohonnut ennenaikaisen synnytyksen riski
- Partus negatiivinen > Erittäin matala ennenaikaisen synnytyksen riski